

TASO® korekcijske nogavice

Nogavice za poravnavo prstov na nogi

TASO®: nekomplcirana in cenovno ugodna rešitev za zmerne bolečine palca na nogi, kot posledice Haluks valgusa. TASO® korekcijske nogavice za palec na nogi so zadnja pridobitev serije terapevtskih pripomočkov blagovne znamke DARCO.

Novo pri DARCO

TASO® Function Comfort
ima integriran korekcijski trak



TASO® Function Control
ima prilagodljiv pas




TASO® Function Comfort in TASO® Function Control so terapevtske nogavice, oblikovane za uravnavanje efekta Haluks valgusa. Ali gre bodisi za konzervativen, preventiven pristop k lajšanju neudobja palca na nogi ali post-operativno rešitev za poravnavo, so TASO® korekcijske nogavice odlična rešitev. Dve opciji vam omogočata, da se sami odločite, katera je za vas ustreznejša.



DARCO

Terapevtske nogavice iz serije TASO® so pametna odločitev za vsakega posameznika, ki si želi proaktivne podpore pri poravnavi palca na nogi. Bodisi nosite visoke pete ali ste imeli Haluks valgus operacijo, bo TASO® korekcijska nogavica prava odločitev za vas.

TASO® Function Comfort Haluks valgus terapevtska nogavica



Ko je palec na nogi fleksibilen, se lahko doseže v povprečju 8 stopinjski premik na MTP1.

TASO® Function Control Haluks valgus terapevtska nogavica s prilagodljivim trakom



Prosto re-pozicioniranje s pomočjo integriranega, prilagodljivega traku.

Konzervativna in preventivna oskrba

Haluks valgus domnevno nastane zaradi nepravilnih, ponovljivih biomehanskih motenj, ki delujejo na stopalo.

TASO® Comfort ima poenostavljen, tovarniško pritrjen trak na predelu palca, ki nežno popravlja pozicijo sklepa v biomehansko pravilno postavitev. Nasprotno ravnotežje, ki ga nudi nogavica lahko lajša posledice težav na tem predelu noge skozi dan.

Trak je prilepljen na zunanji strani nogavice, zato ne predstavlja nevarnosti za draženje kože ali neudobja. Nogavica je enostavna za obuvanje in je zelo trpežna. Svojim stopalom lahko nudite terapijo, ki jo potrebujejo tako, da je sploh ne boste čutili, 24 ur na dan.

TASO® Comfort je na voljo v paru in obe nogavici v kompletu imata pritrjen korekcijski trak za enostavno in nekomplikirano, konzervativno in preventivno terapijo. Obe nogavici sta oblikovani po načelu TABI, kar pomeni, da imata ločen predel za palec.

Post-operativno pozicioniranje, zaščita po Haluks valgus operaciji in zaradi svoje vsestranskosti primerno tudi za konzervativno terapijo.

Pravilna post-operativna postavitev palca je ključnega pomena za dobro okrevanje. TASO® Control lahko služi kot pripomoček za oporo ali začasno oporo z omogočanjem treninga vašega palca, da ohranja pravilno postavitev. TASO® Control je primerna izbira, ki sledi fazi povijanja in stabilizacije po operaciji.

Princip delovanja je učinkovit, kljub preprostosti: Močan, tanek trak je lično pritrjen na nogavico na predelu palca na zunanji strani. Mehak a kljub temu tog trak poteka okoli pete stopala in je pritrjen na majhen predel, ki se nahaja na nasprotni strani nogavice. To omogoča posamezniku, da sam regulira koliko korekcije je aplicirane na palec in kdaj.

Kljub temu, da je TASO® Control na voljo za nakup v paru, se nastavljeni trak nahaja samo na eni nogavici (desni ali levi), druga nogavica pa je nevtralna (popolnoma brez korekcijske funkcije). Obe nogavici sta oblikovani po načelu TABI, kar pomeni, da imata obe ločen predel za palec.

Serija TASO® Functional je lahko prvi korak terapije za vsakega posameznika za pro-aktivno preprečevanje negativnih vplivov neprimerne obutve ali pa kot pripomoček za pravilno postavitev palca na nogi po operaciji. TASO® nogavice so izdelane enostavno, so udobne za nošenje in enostavne za uporabo, zato predstavljajo popolno rešitev za korekcijsko terapijo na dnevni bazi.

Serija TASO® Function ponuja preventivno terapijo, kot tudi varnostno rešitev za utrditev kirurških posegov.

Prednosti TASO® korekcijskih nogavic:

- > TASO® nogavice ne porivajo palca v določeno pozicijo (kar bi ustvarilo nezaželen pritisk na določene točke) ampak vplivajo na postavitev z nežnim vlečenjem palca v pravilno pozicijo.
- > Inducirana postavitev pro-aktivno nudi nasprotno silo in zmanjša neudobje, kljub temu, da še vedno omogoča prosto premikanje prstov.
- > TASO® terapevtske nogavice postavijo palec v pravilno pozicijo in skrbijo za ohranjanje te pozicije.
- > Ni nikakršnega spreminjanja ali oviranja biomehanskih funkcij, zato se sklepi lahko prosto gibljejo.
- > Z redno uporabo, lahko nogavice pripomorejo k preprečevanju razvoja in napredka potencialnih deformacij.

Lastnosti TASO® korekcijskih nogavic:

- > Obe vrsti TASO® korekcijskih nogavic lahko nosite podnevi in ponoči.
- > Obe vrsti TASO® korekcijskih nogavic nudijo udobno nošenje v večini obuval, kjer je dovolj prostora za prste in po želji jih lahko nosite tudi pod nogavicami za obleke.
- > Nogavice lahko operete kot vse običajne nogavice (do največ 60 stopinj Celzija – obrnjene narobe).
- > Pritrjeni trakovi se nahajajo na zunanji strani nogavice, kar omogoča udobno nošenje, kljub terapiji.
- > Tkanina izdelana iz mehkega kombiniranega bombaža.
- > Izdelane v Nemčiji.
- > Na voljo v šestih različnih velikostih.



Lista Izdelkov



VELIKOST

ŠT. ARTIKLA

TASO® Function	Comfort	Control right	Control left
35.0 – 36.0	TFCT1	TFCL1R	TFCL1L
37.0 – 38.0	TFCT2	TFCL2R	TFCL2L
39.0 – 40.0	TFCT3	TFCL3R	TFCL3L
41.0 – 42.0	TFCT4	TFCL4R	TFCL4L
43.0 – 44.0	TFCT5	TFCL5R	TFCL5L
45.0 – 46.0	TFCT6	TFCL6R	TFCL6L

Barva: črna

TASO® korekcijske nogavice so na voljo v paru:

- > Comfort: Obe, leva in desna imata pritrjen korekcijski trak.
- > Control: Prilagodljiv trak se nahaja na eni izmed obeh nogavic (ne na obeh) in druga nogavica v paru je nevtralna.



EDMAN d.o.o. | Stjenkova 7 | SI-6000 Koper | Slovenija
T/F: 05 627 1155 | edman@edman.si | www.edman.si

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
info@darco.de | www.darco.de



171108